

Istruzioni per l'uso

1- Fabbricante

MASK20CUT è distribuita da THE CUT PRODUCTION SRL, Via Tevere, n.2, Abbadia San Salvatore (SI) e prodotta nelle proprie officine di produzione al seguente indirizzo: THE CUT PRODUCTION SRL, Via Esasseta n.48, Abbadia san Salvatore (SI).

2- Descrizione generale del prodotto

Le mascherine MASK20CUT sono mascherine chirurgiche di tipo I, secondo i requisiti previsti dalla norma UNI EN 14683:2019. MASK20CUT è un dispositivo medico di classe I, secondo le regole contenute nell'allegato IX della Direttiva 93/42/CE.

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contami l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i..

Le maschere chirurgiche permettono di evitare, al momento dell'espiazione dell'utilizzatore, la proiezione di goccioline di saliva o di secrezioni delle vie respiratorie superiori.

3- Destinazione d'uso

- Dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche.
- Non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

4- Utilizzo del dispositivo

- Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di igiene delle mani.
- Indossare la Mascherina medico-chirurgica.
- Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al minimo gli spazi tra il viso e la maschera;
- Modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su entrambi i lati dello stesso.




5- Avvertenze e/o precauzioni d'uso

- Durante l'uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti.
- Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma utilizzando il laccio o l'elastico dalla nuca.
- Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.
- Dopo ogni utilizzo smaltire immediatamente le mascherine nella raccolta indifferenziata.
- Non riutilizzare mai le mascherine monouso.
- Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali TNT danneggiato, bucato o scucito.

ATTENZIONE: Un uso improprio del dispositivo, quale ad esempio, un riutilizzo di un dispositivo usato o una manipolazione del dispositivo senza aver precedentemente eseguito la procedura di igiene delle

mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone o una rimozione del dispositivo toccando la parte anteriore, anziché utilizzando gli appositi lacci, può comportare per l'utilizzatore di venire a contatto con elementi potenzialmente infetti.

6- Simbologia adottata

Simbolo	Testo esplicativo
<p>Codice lotto</p> 	<p>Indica il codice del lotto per consentire l'identificazione del lotto o della partita e la tracciabilità del prodotto.</p>
<p>Non riutilizzare</p> 	<p>Non riutilizzare il dispositivo. Dopo ogni utilizzo smaltire immediatamente le mascherine nella raccolta indifferenziata.</p>
<p>Non sterile</p> 	<p>Il dispositivo è fornito NON STERILE. Non è consentita la rigenerazione del dispositivo</p>

7- Modalità e tempi per la pulizia

Il dispositivo è monouso. Non è consentito il riutilizzo e la rigenerazione del dispositivo medico.

8- Manutenzione ordinaria

Non occorre, essendo monouso.

9- Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc..

Il periodo di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.

10- Identificazione del fine vita utile e modalità di gestione

La mascherina è monouso.

11- Modalità di smaltimento

Le mascherine sono monouso. Dopo ogni utilizzo smaltire immediatamente le mascherine nella raccolta indifferenziata.

Lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi se la mascherina non risulta contaminata con sostanze. In caso di contaminazione, la mascherina dovrà essere smaltita negli appositi contenitori dei rifiuti biologici o chimici.

12- A chi rivolgersi per problemi e/o assistenza

E' attivo un servizio di assistenza clienti contattabile per qualsiasi informazione ai seguenti recapiti:

Tel. 0577 / 779139